



medilight® IR classic

Bestell-Nr. 240 010

Für den Hausgebrauch

medilight® IR classic ist mit einer preisgünstigen 150 W Reflektor-Infrarotlampe ausgestattet.

Achtung: Vor Wasser schützen!
Bestrahlungsabstand: 30 bis 50 cm

Bei der Bestrahlung bitte die Augen schließen oder eine Schutzbrille tragen!



Lassen Sie bitte den Wärmestrahler unbedingt abkühlen, bevor Sie ihn anfassen oder wegstellen. Halten Sie Kinder von dem Gerät fern.

Technische Daten

Farbe:	Gelb/Grau, Blau/Grau
Lampe:	Reflektor-Infrarotlampe 150 W, Sockel E 27 Hochwertige, spritzwasser geschützte Preßglaslampe
Ersatzlampe:	Nur typengleiche IR-Lampe verwenden, Bestell-Nr. 240 017
Anschluss:	Europastecker der Schutzklasse II, EN 50075, mit Knickschutz, doppelt isoliert, 230V, 50-60 HZ
Bestellung:	Bestell-Nr. 240 010 + Farbangabe Verpackungseinheit 4 Stück
Schutzklasse:	II
Dauer:	Täglich ein- bis zweimal, nicht länger als 15 Minuten

Bedienung: Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose mit 230 V Netzspannung. Sofort nach dem Anschließen beginnt die Infrarotlampe zu strahlen. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe leicht entzündbarer Gegenstände (Mindestabstand 80 cm).

Reinigung: Wischen Sie die äußeren Gehäuseteile mit einem feuchten Tuch ab, wenn der Wärmestrahler ganz abgekühlt ist. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder andere scharfe Reinigungsmittel.

